

Barrierefrakk

Barrierefrakk

Produktinfo

- Materialer testet etter EN 13795:2011, (ISO 22610 og 22612) og ASTM F1671 – 97b
- Produsert av PP, laminert med mater bi film
- Barrierefilm er virus, bakterie og væsketett– med pustende egenskaper
- Borrelås i nakke, knyting på rygg
- Høy komfort og kvalitet
- Produksjon foregår i Europa



Artikkelnummer	Artikkelnavn	Størrelse (CM)	Antall pr. BX	Antall BX pr pall
722355	Barrierefrakk	M	100	16
722365	Barrierefrakk	L	100	16
				16
				16
				16