

Espe barriere—div. størrelser

Når det kommer til miljø og komfort er dette de fremste av våre produkter. Lakene har en overflate produsert av ren viskose, og barrierefilm av vår unike barrierefilm. Disse sammensetningene gir laken med ekstra høy komfort og kvalitet.

- **Meget myke og behagelige**
- **Slitesterkt materiale**
- **Virus, bakterie og væsketette, med pustende egenskaper.**
- **Absorberende evne— ca. 500 ml/ m2.**
- **Biologisk nedbrytbare**
- **Miljømerket svanen**

Overflate produsert av
100 % viskose.



Barrierefilmen er produsert av
forsterkelsesbasert maismasse.

Artikkelnummer	Artikkelnavn	Størrelse (CM)	Antall pr. BX
196004	Espe barrierelaken	75x210	75
169003	Espe barrierelaken	160x200	40
169004	Espe barrierelaken	120x120	40
701004	Espe barrierelaken	80x250	50

