

4Stop absorpsjonsmatter

Absorpsjonsmatte 40 × 50 cm, dobbeltsidig

4Stop absorpsjonsmatte med dobbeltsidig absorpsjon. Høy absorpsjonsevne, koniske porer som trekker væske raskt inn og holder den. Inneholder ingen superabsorbenter.

Egenskaper

- ✓ Absorberende evne ca. 3,7 L/m²
- ✓ Absorberer fra begge sider
- ✓ Koniske porer – væske trekkes raskt inn
- ✓ Væske slipper i liten grad ut igjen
- ✓ Inneholder ingen superabsorbenter



Nøkkelfinfo

Ca. 3,7 L/m² absorpsjon
Dobbeltsidig absorpsjon
Koniske porer (blå side)
Ingen superabsorbenter

Produktspesifikasjoner

Art.nr.	Artikkelnavn	Størrelse	Antall pr. BX	BX pr. pall
25AZ3700AZ25	Absorpsjonsmatte 40×50 cm	40 × 50 cm	120	12

Fordeler for helsepersonell

- Dobbeltsidig absorpsjon – praktisk og effektiv
- Høy absorpsjonsevne – ca. 3,7 liter per m²
- Væske holdes i matten takket være koniske porer
- Ingen superabsorbenter
- Praktisk pakking: 120 stk per boks, 12 bokser per pall