

4Stop absorpsjonsmatter

Absorpsjonsmatte på rull, 0,9 × 50 m

Absorpsjonsmatte på rull med høy absorpsjonsevne, trykkavlastende effekt og antiskli på begge sider. Overflaten med koniske porer trekker væske raskt inn og holder den. Inneholder ingen superabsorbenter. Eget stativ tilgjengelig.



Egenskaper

- ✓ Absorberende evne ca. 3,7 L/m²
- ✓ Absorberer inntil maks opptak er nådd
- ✓ Trykkavlastende effekt
- ✓ Antiskli-egenskaper på begge sider
- ✓ Koniske porer – væske trekkes raskt inn
- ✓ Inneholder ingen superabsorbenter
- ✓ Eget stativ med hjul og saks som tilbehør

Nøkkelfinfo

Ca. 3,7 L/m² absorpsjon
Antiskli begge sider
Koniske porer (blå side)
Stativ tilgjengelig

Produktspesifikasjoner

Art.nr.	Artikkelnavn	Størrelse	Antall pr. BX	BX pr. pall
4S3700	Absorpsjonsmatte på rull	0,9 × 50 m	1	18

Fordeler for helsepersonell

- Høy absorpsjonsevne – ca. 3,7 liter per m²
- Trykkavlastende og antiskli – tryggere for pasient og personale
- Væske holdes i matten takket være koniske porer
- Ingen superabsorbenter
- Praktisk rullformat + stativ med hjul og saks