

Cellcombi 395 serie

Bordlaken 100 × 240 cm

Cellcombi bordlaken med høy løftestyrke, absorberende overflate, sperrekanter og barrierefilm. Miljømerket Svanen.

Egenskaper

- ✓ Høy løftestyrke – testet til 300 kg (ingen skade)
- ✓ Bursting strength > 400 kg (våt og tørr)
- ✓ Absorberende overflate (blå striper)
- ✓ Sperrekanter på langsiden
- ✓ Barrierefilm – virus-, bakterie- og væsketett
- ✓ Miljømerket Svanen



Nøkkelinfo

Barrierefilm
Sperrekanter (blå striper)
Absorberende overflate
Svanemerket



Produktspesifikasjoner

Art.nr.	Artikkelnavn	Størrelse	Antall pr. BX	BX pr. pall
395001	Cellcombi bordlaken	100 × 240 cm	30	24

Fordeler for helsepersonell

- Høy løftestyrke – tåler tung belastning uten skade
- Absorberende overflate og sperrekanter holder væske på plass
- Barrierefilm beskytter mot virus, bakterier og væske
- Miljømerket Svanen – bærekraftig valg
- Praktisk pakking: 30 stk per boks, 24 bokser per pall