

Cellcombi 394 serie

Skli / forflytningslaken 78 × 140 cm

Cellcombi skli/forflytningslaken med høy løftestyrke, god friksjon og barrierefilm. Sitter godt oppå bordlaken. Ideell for forflytning. Miljømerket Svanen.

Egenskaper

- ✓ Høy løftestyrke – testet til 300 kg (ingen skade)
- ✓ Bursting strength > 400 kg (våt og tørr)
- ✓ Sitter godt oppå bordlaken (også ved vipping)
- ✓ Enkel forflytning når man løfter i lakenet
- ✓ Absorberende overflate (blå striper)
- ✓ Sperrekanter på langsiden
- ✓ Barrierefilm – virus-, bakterie- og væsketett
- ✓ Miljømerket Svanen



Nøkkelinfo

Barrierefilm
Absorberende overflate
Høy løftestyrke
Svanemerket



Produktspesifikasjoner

Art.nr.	Artikkelnavn	Størrelse	Antall pr. BX	BX pr. pall
394004	Cellcombi skli/forflytningslaken	78 × 140 cm	50	36

Fordeler for helsepersonell

- Høy løftestyrke tåler tung belastning uten skade
- Sitter stabilt på bordlaken – mindre skli-risiko
- Enkel forflytning når man løfter i lakenet
- Sperrekanter og barrierefilm holder væske på plass
- Miljømerket Svanen – bærekraftig valg

