

Cellcomfort plus kladd

80 × 90 cm

Dette er en serie barriereprodukter med vanlig PE-film. Dette fører til et rimelig produkt med god komfort og kvalitet. Ideell for bruk i helsevesenet der det er behov for pålitelig væskebarriere, mykhet og god absorpsjon.

Egenskaper

- ✓ Myke og behagelige
- ✓ Slitesterkt materiale
- ✓ Virus-, bakterie- og væsketette
- ✓ Absorberende evne – ca. 400 ml/m²



Materiale

Overflate:

Viskose / PP-blanding

Barrierefilm:

PE-film

Produktspesifikasjoner

Artikkelnummer	Artikkelnavn	Størrelse	Antall pr. BX	Antall pr. Pall
198009	Kladd 80×90 cm	80 × 90 cm	125	36

Fordeler for helsepersonell

- God komfort for pasient – myk overflate som er behagelig mot huden
- Pålitelig barriere mot virus, bakterier og væske
- Kostnadseffektiv løsning uten å gå på kompromiss med kvalitet
- Praktisk pakking: 125 stk per boks, 36 bokser per pall