

Polar barrierekladd / Stellelaken

50 × 52 cm

Når det kommer til miljø og komfort er dette vår beste sammensetning. Overflate produsert av 100 % viskose og barrierefilm av forsterkelsesbasert maismasse. Gir ekstra høy komfort og kvalitet. Biologisk nedbrytbare og miljømerket Svanen.

Egenskaper

- ✓ Meget myke og behagelige
- ✓ Slitesterkt materiale
- ✓ Virus-, bakterie- og væsketette med pustende egenskaper
- ✓ Absorberende evne – ca. 520 ml/m²
- ✓ Biologisk nedbrytbare
- ✓ Miljømerket Svanen



Nøkkelfinfo

Overflate: 100 % viskose
Barrierefilm: maismasse
Ca. 520 ml/m² absorpsjon
Svanemerket

Produktspesifikasjoner

Art.nr.	Artikkelnavn	Størrelse	Antall pr. BX
192001	Stellelaken	50 × 52 cm	400

Fordeler for helsepersonell

- Ekstra høy komfort – 100 % viskose overflate
- Pustende, virus- og væsketett barrierefilm
- Biologisk nedbrytbar og miljømerket Svanen
- Høy absorpsjonsevne – ca. 520 ml/m²
- Praktisk pakking: 400 stk per boks