


4Stop absorpsjonsmatter

Absorpsjonsmatte 30 × 75 cm

4Stop absorpsjonsmatte med høy absorpsjonsevne, trykkavlastende effekt og antiskli på begge sider. Overflaten med koniske porer trekker væske raskt inn. Inneholder ingen superabsorbenter. Stativ med hjul som tilbehør.

Egenskaper

- ✓ Absorberende evne ca. 3,7 L/m²
- ✓ Absorberer inntil maks opptak er nådd
- ✓ Trykkavlastende effekt
- ✓ Antiskli-egenskaper på begge sider
- ✓ Koniske porer – væske trekkes raskt inn
- ✓ Inneholder ingen superabsorbenter
- ✓ Stativ med hjul som tilbehør



Nøkkelfinfo

Ca. 3,7 L/m² absorpsjon
Antiskli begge sider
Koniske porer (blå side)
Stativ tilgjengelig

Produktspesifikasjoner

Art.nr.	Artikkelnavn	Størrelse	Antall pr. BX	BX pr. pall
871421515619	Absorpsjonsmatte 30×75 cm	30 × 75 cm	150	12

Fordeler for helsepersonell

- Høy absorpsjonsevne – ca. 3,7 liter per m²
- Trykkavlastende og antiskli – tryggere for pasient og personale
- Væske holdes i matten takket være koniske porer
- Ingen superabsorbenter
- Praktisk pakking: 150 stk per boks, 12 bokser per pall