

Bordtoppdekking sett

Operasjonsborddekking sett

Produktinfo

- 1 stk bordlaken; løftestyrke 300 kg, barrierefilm, absorberende evne, fuktsperre på langsider
- 1 stk skli/-forflytningslaken; løftestyrke 300 kg, barrierefilm, absorberende evne, fuktsperre på langsider
- 2 stk armbordlaken; absorberende evne og barrierefilm
- 1 stk putetrekk m. absorberende evne og barrierefilm



*Gjelder produktene i settet



Artikkelnummer	Innhold	Størrelse (CM)	Antall pr. sett	Antall BX pr pall
394702	1 stk Bordlaken 1 stk skli/-forflytningslaken 1 stk pute/armbordtrekk 2 stk armbordlaken	100x240 78x170 50x71 80x40	15	20