

# 4Stop absorbasjonsmatter

## 4Stop absorbasjonsmatte 90x76 cm

### Produktinfo

- Prisvennlig alternativ
- Høy kvalitet og slitestyrke
- Absorberende evne ca 4 liter m/2
- Barrierefilm på underside
- Antiskliegenskaper på over og underside
- Trykkavlastende effekt
- Konisk overflate som hindrer oppsugd væske å lekke ut igjen.
- Rullholder med saks for enkel kutting



| Artikkelnummer | Artikkelnavn            | Størrelse (CM) | Antall pr. BX | Antall BX pr pall |
|----------------|-------------------------|----------------|---------------|-------------------|
| 4S3700-2       | 4Stop absorbasjonsmatte | 90x76          | 50            | 12                |